

Infinity[®]
orange[®]
BY MOOG[®]



تشغيل /
إيقاف تشغيل

نوع الغذاء

مسح

تحضير

الحجم الإجمالي

+

عمل / إيقاف
مؤقت

المعدل /
الجرعة

-

- التنبيهات (راجع دليل المشغل للحصول على تفاصيل إضافية)
- **CONFIRM DOSE AND FOOD TYPE** (تأكيد الجرعة ونوع الغذاء) - تأكد من برمجة الجرعة ونوع الغذاء بشكل مناسب
 - **LOAD SET** (ضبط التحميل) - البطارية منخفضة (قم بتوصيل محول التيار المتردد / الشاحن)
 - **LOW BATT** (البطارية منخفضة) - لم يتم تحميل المجموعة بشكل صحيح (أعد التحميل)
 - **MAX** (الحد الأقصى) - لثم الوصول إلى المعدل أو حد الجرعة المبرمج
 - **NO FLOW IN / OUT** (لا يوجد تدفق داخل / خارج) - مسار السائل مسدود (أزل الانسداد)
 - **NO FOOD** (لا يوجد غذاء) - الكيس أو المجموعة فارغة (إعادة التعبئة)
 - اضغط على مفتاح **RUN TO FEED** (العمل للتغذية) - المضخة غير مستخدمة لأكثر من دقيقتين (قم بتشغيلها أو إيقافها)
 - **SHUT DOOR** (أغلق الباب) - الباب مفتوح
 - **ER01 - ER99** (أوقف تشغيل المضخة ثم شغلها؛ إذا عاد الخطأ، فراجع الصيانة)

1. افتح الباب. ضع الأنبوب المصنوع من السليكون حول عجلة المضخة مع تمديده قليلاً. ضع العبوة في مكانها داخل المضخة. أغلق الباب.
2. قم بتشغيل المضخة باستخدام مفتاح **ON/OFF** (التشغيل/إيقاف التشغيل). تحقق من كل المقاطع على الشاشة والتنبيه الصوتي.
3. قم بتأكيد الإعدادات عن طريق عرض/ضبط المعدل والجرعة ونوع الغذاء.
4. اضبط المعدل باستخدام المفاتيح + أو -.
5. اضغط على مفتاح **RATE/DOSE** (المعدل/الجرعة). اضبط الجرعة باستخدام المفاتيح + أو -.
6. اضغط على مفتاح **FOOD TYPE** (نوع الغذاء). اختر ما بين التركيبة الغذائية أو الحليب بواسطة مفاتيح + أو -.
7. اضغط على مفتاح **VOL/TOTAL** (الحجم/الإجمالي) لعرض الحجم. إذا أردت، فامسح باستخدام مفتاح **CLEAR** (مسح). اضغط على مفتاح **VOL/TOTAL** (الحجم/الإجمالي) مرة أخرى لعرض الحجم الإجمالي. إذا أردت، فامسح باستخدام مفتاح **CLEAR** (مسح).
8. اضغط مطولاً على المفتاح **PRIME** (التحضير) لملء المجموعة بالسائل. حرر المفتاح **PRIME** (التحضير) عند الامتلاء.
9. اضغط على مفتاح **RUN/PAUSE** (العمل/الإيقاف المؤقت) للبدء في التغذية. اضغط مرة أخرى للإيقاف المؤقت.
10. اضغط على مفتاح **ON/OFF** (تشغيل/إيقاف تشغيل) لإيقاف التشغيل (عند إيقاف التشغيل، تحتفظ المضخة بالمعدل، والجرعة، والفواصل الزمني للتغذية، والحجم الإجمالي).
11. أعد شحن البطارية باستخدام محول التيار المتردد / شاحن Infinity فقط.

تحدث مباشرة مع أحد ممثلي Moog
لمدة 24 ساعة في اليوم و7 أيام في
الأسبوع على الرقم 800.970.2337



MOOG® Enhancing Healthcare.
Enriching Lives.™

Infinity® و Infinity® Orange هي علامة تجارية مسجلة لشركة Zevox, Inc. و Moog®
هي علامة تجارية مسجلة لشركة Moog, Inc. © 2021 Moog, Inc. Moog Medical,
4314 Zevox Park Lane, Salt Lake City, UT 84123 USA. LS-80673-005 Rev. A