

**Infinity**<sup>∞</sup>**orange**<sup>®</sup>  
BY MOOG<sup>®</sup>



BẬT/TẮT

LOẠI  
THỨC ĂN

XÓA

MÔI

TỔNG  
THỂ TÍCH

+

CHẠY/TAM  
DỪNG

TỐC ĐỘ/  
LIỀU LƯỢNG

-



Để biết thêm thông tin, hãy truy cập  
[www.infinityfeedingpump.com](http://www.infinityfeedingpump.com)

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG** / Chỉ sử dụng Bộ tiếp liệu Infinity

1. Mở cửa. Đặt ống silicone xung quanh bánh bơm và kéo căng nhẹ. Đặt băng vào bơm. Đóng cửa.
2. Bật bơm bằng phím **ON/OFF (BẬT/TẮT)**. Xác minh tất cả các phân đoạn hiển thị và báo động có âm thanh.
3. Xác nhận cài đặt bằng cách xem/điều chỉnh tốc độ, liều lượng và loại thức ăn.
4. Đặt tốc độ bằng cách sử dụng phím **+** hoặc **-**.
5. Nhấn phím **RATE/DOSE (TỐC ĐỘ/LIỀU LƯỢNG)**. Đặt liều lượng bằng phím **+** hoặc **-**.
6. Nhấn phím **FOOD TYPE (LOẠI THỨC ĂN)**. Đặt thành sữa công thức hoặc sữa mẹ bằng phím **+** hoặc **-**.
7. Nhấn phím **VOL/TOTAL (THỂ TÍCH/TỔNG)** để hiển thị thể tích. Nếu muốn, xóa bằng phím **CLEAR (XÓA)**. Nhấn phím **VOL/TOTAL (THỂ TÍCH/TỔNG)** một lần nữa để hiển thị tổng thể tích. Nếu muốn, xóa bằng phím **CLEAR (XÓA)**.
8. Nhấn và giữ phím **PRIME (MÓI)** để đổ chất lỏng vào bộ tiếp liệu. Nhả phím **PRIME (MÓI)** khi đã đổ đầy.
9. Nhấn phím **RUN/PAUSE (CHẠY/TẠM DỪNG)** để chạy. Nhấn lần nữa để tạm dừng.
10. Nhấn phím **ON/OFF (BẬT/TẮT)** để tắt (khi tắt, bơm sẽ giữ tốc độ, liều lượng, khoảng thời gian tiếp liệu và tổng thể tích).
11. CHỈ sạch lại pin bằng Bộ chuyển đổi AC/Bộ sạc của Infinity.

**ALARMS (BÁO ĐỘNG)** (Tham khảo Hướng dẫn Sử dụng để biết thêm chi tiết)

- **CONFIRM DOSE AND FOOD TYPE (XÁC NHẬN LIỀU LƯỢNG VÀ LOẠI THỨC ĂN)** - Xác nhận rằng liều lượng và loại thức ăn được lập trình thích hợp
- **LOAD SET (NẠP BỘ TIẾP LIỆU)** - Bộ tiếp liệu không được nạp đúng cách (nạp lại)
- **LOW BATT (PIN YẾU)** - Pin yếu (cắm vào Bộ chuyển đổi AC/Bộ sạc)
- **MAX (TỐI ĐA)** - Đã đạt đến tốc độ hoặc giới hạn liều lượng được lập trình
- **NO FLOW IN/OUT (KHÔNG CÓ DÒNG CHẢY VÀO/RA)** - Đường dẫn chất lỏng bị tắc nghẽn (loại bỏ tắc nghẽn)
- **NO FOOD (KHÔNG CÓ THỨC ĂN)** - Túi hoặc bộ tiếp liệu trống (đổ đầy lại)
- **PUSH RUN TO FEED (NHẤN CHẠY ĐỂ NẠP)** - Bơm không được sử dụng trong hơn 2 phút (vận hành hoặc tắt)
- **SHUT DOOR (ĐÓNG CỬA)** - Cửa đang mở
- **ER01 - ER99** - (Tắt bơm rồi bật lại; nếu lỗi vẫn quay trở lại, hãy liên hệ dịch vụ bảo dưỡng)



Nói chuyện trực tiếp với Đại diện của Moog Clinical 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần theo số **800.970.2337**

**MOOG®** Enhancing Healthcare. Enriching Lives.™

Infinity® và Infinity® Orange® là thương hiệu đã đăng ký của Zevex, Inc. Moog® là thương hiệu đã đăng ký của Moog, Inc. © 2021 Moog, Inc. Moog Medical, 4314 Zevex Park Lane, Salt Lake City, UT 84123 Hoa Kỳ. LS-80673-009 Rev. A