



◀ 操作手册

扫描或点击此二维码以查看并下载 Infinity 操作手册。

▶ 培训视频

扫描或点击此二维码以查看 Infinity 泵的培训视频。



常见问题的快速解决方案

1. 检查设置：

- 确保产品处于正确的温度。
- 剧烈搅拌配方奶可能产生泡沫。饲喂前将配方奶静置 10 - 15 分钟。
- 如果使用混合配方奶，请遵循制造商的指南。

2. 确保输送装置管路没有扭结或受挤压。

3. 正确清洁泵。

4. 关闭泵，然后重新开启。

警报和问题

故障排除步骤

NO FLOW IN (入流阻塞)

泵检测到储液袋和泵之间的部分发生了阻塞。

- 确保输送装置管路没有扭结或受挤压。
- 从泵上取下套件。清洁泵匣。轻轻按摩“”符号，然后手动排气/预充管路，直到阻塞消除且配方奶在管路中流动。重新装回套件并恢复饲喂。
- 检查并清洁压力传感器周围的泵插槽。
- 确保泵护罩和门门没有开裂或破损。
- 检查患者的饲管是否存在阻塞。
- 始终遵循配方奶制造商有关使用饲喂泵的说明。
- 请勿使用预充键（(PRIME) 来排查或解决 NO FLOW IN（入流阻塞）或 NO FLOW OUT（出流阻塞）警报。

NO FLOW OUT (出流阻塞)

泵检测到泵和患者之间的部分发生了阻塞。

NO FOOD (无食物)

泵检测到管路中有空气。

- 检查储液袋中的配方奶，以确保有足够的食物供饲喂。
- 如果配方奶剧烈搅拌过，将其静置 10-15 分钟以减少泡沫。
- 重新预充管路，以排出管路中的空气或泡沫。
- 在预充之前，记得断开装置与患者的连接。

LOAD SET (装载管路)

未在泵中正确装载管路即按下了运行按钮。

- 关闭泵
- 清洁输送管路泵匣，检查压力传感器周围的泵插槽。再次打开泵。
- 重新装载输送装置。
- 完全关闭护罩。

ER01 - ER99

泵自检失败。

- 关闭泵，然后重新开启。
- 确认所有设置均正确无误。
- 重新开始饲喂。

充电问题

- 检查墙壁插头和泵适配器的连接情况。
- 确认充电器墙壁插头上的绿色指示灯已亮起。
- 如果绿灯未亮起，请将另一个设备插入该插座，以确保插座工作正常。
- 检查充电适配器和泵上的插座是否有损坏，包括插脚弯曲或缺失。

注意事项



设置

- 设置和准备工作至关重要。设置不正确可能会导致警报。泵只是完整系统中的一个组成部分。花时间检查整个系统有助于减少潜在问题。
- 如果使用储液袋，必须排尽输送装置和管路中的所有空气：
 - » 倒置储液袋，轻轻挤压营养袋下半部分，同时捏住“💧”水滴符号正下方的青蓝色管路，以手动预充输注管。
 - » 保持此姿势，直到储液袋和管路中的所有空气被排尽。



饲喂袋

- 饲喂袋的设计使用时限最长为 24 小时。超过此期限的饲喂袋通常会触发 **NO FOOD (无食物)** 和 **NO FLOW (阻塞)** 警报。
- 不使用储液袋时，请盖好盖子。
- 避免将储液袋存放在高温或阳光直射处。



清洁和维护

- Infinity 泵的设计可以承受日常使用。细心维护和清洁将延长泵的使用寿命。
- 如果明显破损，如泵门或外壳开裂，请联系 Moog 客户支持部门寻求帮助。
- 随着泵老化，可能需要考虑更换新设备而不是继续维修。
 - » 可以通过检查序列号来确定泵的使用寿命。SN (21) 后的第二位和第三位表示其制造年份。“26”表示制造年份为 2026 年。



扫描或点击此二维码
以观看有关如何正
确清洁泵的视频。

仍然有问题？

- 仍然出现重复的警报或问题？联系我们 - 我们随时为您提供帮助！
- Moog Clinical 支持团队每周 7 天、每天 24 小时支持超过 250 种语言服务。
- 请详细说明您在致电时已经尝试的故障排除步骤。

(800) 970-2337



(800) 970-2337

对于输注泵问题和故障排除指南，请随时（一天 24 小时、一周 7 天）咨询 Moog Clinical 代表。
请访问 moogmedical.com 了解更多信息。

MOOG

Enhancing Healthcare.
Enriching Lives.™