



◀ BEDIENERHANDBUCH

Scannen oder klicken Sie auf diesen Code, um das Infinity Bedienerhandbuch anzuzeigen und herunterzuladen.

SCHULUNGSVIDEOS ▶

Scannen oder klicken Sie auf diesen Code, um Schulungsvideos für die Infinity Pumpe anzuzeigen.



SCHNELLE LÖSUNGEN FÜR HÄUFIGE PROBLEME

1. Überprüfen Sie die Einrichtung:

- Stellen Sie sicher, dass die Produkte die richtige Temperatur haben.
- Aggressiv gemischte Formulanahrung kann Schaum enthalten. Lassen Sie Formulanahrung vor der Nahrungsabgabe 10–15 Minuten lang stehen.
- Befolgen Sie bei Verwendung einer Formulanahrung aus dem Mixer die Richtlinien des Herstellers.

2. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Überleitsets nicht geknickt oder eingeklemmt ist.

3. Reinigen Sie die Pumpe ordnungsgemäß.

4. Schalten Sie die Pumpe aus und wieder ein.

ALARME UND PROBLEME

SCHRITTE ZUR FEHLERBEHEBUNG

NO FLOW IN (KEIN ZUFLUSS)

Die Pumpe hat einen Verschluss im Set zwischen dem Beutel und der Pumpe erkannt.

NO FLOW OUT (KEIN ABFLUSS)

Die Pumpe hat einen Verschluss im Set zwischen der Pumpe und dem Patienten erkannt.

NO FOOD (KEINE NAHRUNG)

Die Pumpe hat Luft im Schlauch erkannt.

LOAD SET (SET LADEN)

Die Laufaste wurde gedrückt, ohne dass ein Set ordnungsgemäß in die Pumpe geladen war.

ER01 - ER99

Die Pumpe hat einen Selbsttest nicht bestanden.

Ladeprobleme

- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Überleitsets nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
- Entfernen Sie das Set aus der Pumpe. Reinigen Sie die Kassette. Massieren Sie das Symbol „O“ vorsichtig und füllen Sie das Set dann manuell vor, bis der Verschluss beseitigt ist und die Formulanahrung durch den Schlauch fließt. Tauschen Sie das Set aus und setzen Sie die Nahrungsabgabe fort.
- Überprüfen und reinigen Sie die Pumpenaufnahmen um die Drucksensoren herum.
- Stellen Sie sicher, dass die Klappe und die Verriegelung nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Überprüfen Sie die Ernährungssonde des Patienten auf Verschlüsse.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers der Formulanahrung zur Verwendung einer Ernährungspumpe.
- *Verwenden Sie die Taste PRIME (VORFÜLLEN) nicht zur Fehlerbehebung oder Beseitigung der Alarme NO FLOW IN (KEIN ZUFLUSS) bzw. NO FLOW OUT (KEIN ABFLUSS).*
- Überprüfen Sie den Füllstand der Formulanahrung im Beutel, um sicherzustellen, dass genügend Nahrung für die Nahrungsabgabe vorhanden ist.
- Wenn die Formulanahrung aggressiv gemischt wurde, lassen Sie sie 10–15 Minuten stehen, um Schaum zu reduzieren.
- Füllen Sie den Schlauch erneut vor, um Luft bzw. Schaum aus dem Schlauch zu entfernen.
- *Denken Sie daran, das Set vor dem Vorfüllen vom Patienten zu trennen.*
- Schalten Sie die Pumpe aus.
- Reinigen Sie die Kassette des Überleitsets und überprüfen Sie die Pumpenaufnahmen um die Drucksensoren herum. Schalten Sie die Pumpe wieder ein.
- Laden Sie das Überleitset erneut.
- Schließen Sie die Klappe vollständig.
- Schalten Sie die Pumpe aus und wieder ein.
- Überprüfen Sie, ob alle Einstellungen korrekt sind.
- Starten Sie die Nahrungsabgabe neu.
- Überprüfen Sie die Verbindungen von Netzteil und Pumpenadapter.
- Stellen Sie sicher, dass die grüne Anzeigeluchte am Netzteil des Ladegeräts leuchtet.
- Wenn die grüne Leuchte nicht leuchtet, schließen Sie ein anderes Gerät an die Steckdose an, um sicherzustellen, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie den Ladeadapter und die Buchse an der Pumpe auf Schäden, einschließlich verbogene oder fehlende Stifte.

DAS SOLLTEN SIE SICH MERKEN



Einrichtung

- Einrichtung und Vorbereitung sind wichtig. Eine falsche Einrichtung kann Alarme auslösen. Die Pumpe ist ein Teil eines größeren Systems. Wenn man sich etwas Zeit nimmt, um das gesamte System zu überprüfen, lassen sich potenzielle Probleme reduzieren.
- Bei Verwendung eines Rucksacks muss die gesamte Luft aus dem Überleitset und dem Schlauch entfernt werden:
 - » Füllen Sie das Überleitset manuell vor. Drehen Sie dazu den Beutel um und drücken Sie die untere Hälfte des Beutels vorsichtig zusammen, während Sie den blaugrünen Schlauch knapp unter dem Tropfensymbol „“ abklemmen.
 - » Behalten Sie diese Position bei, bis sämtliche Luft aus Beutel und Schlauch entfernt wurde.



Ernährungsbeutel

- Ernährungsbeutel sind für eine Verwendung von bis zu 24 Stunden ausgelegt. Beutel, die älter sind, können häufig die Alarme **NO FOOD (KEINE NAHRUNG)** und **NO FLOW (KEIN FLUSS)** auslösen.
- Lassen Sie die Kappe auf dem Beutel, wenn er nicht verwendet wird.
- Lagern Sie Beutel nicht in hohen Temperaturen oder im direkten Sonnenlicht.



Reinigung und Wartung

- Infinity Pumpen sind für den täglichen Gebrauch ausgelegt. Vorsichtige Pflege und Reinigung verlängern die Lebensdauer der Pumpe.
- Wenden Sie sich bei einem offensichtlichen Defekt, z. B. einem Riss in der Klappe oder im Gehäuse, an den Kundendienst von Moog.
- Mit zunehmendem Alter der Pumpe ist es eventuell sinnvoller, sie zu ersetzen anstatt zu reparieren.
 - » Das Alter der Pumpe kann anhand der Seriennummer bestimmt werden. Die 2. und 3. Ziffer nach der SN(21) geben das Jahr an, in dem sie hergestellt wurde. „26“ bedeutet, dass sie 2026 hergestellt wurde.



Scannen oder klicken
Sie auf diesen Code,
um sich ein Video zur
ordnungsgemäßen
Reinigung der Pumpe
anzusehen.

Immer noch Probleme?

- Immer noch wiederholte Alarme oder Probleme? Kontaktieren Sie uns – wir sind hier, um Ihnen zu helfen!
- Das Betreuungs-Team von Moog Clinical ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche in mehr als 250 Sprachen verfügbar.
- Geben Sie bei Ihrem Anruf bitte an, welche Schritte zur Fehlerbehebung Sie bereits versucht haben.

(800) 970-2337



(800) 970-2337

Bei Fragen bezüglich der Pumpe und für Hilfestellung zur Fehlerbehebung sprechen Sie persönlich mit einem Vertreter von Moog Clinical, der 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche für Sie erreichbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter moogmedical.com.

MOOG®

Enhancing Healthcare.
Enriching Lives.™