



◀ MWONGOZO WA MWEENDESHAJI

Changanua au bofya msimbo huu ili kuona na kupakua Mwongozo wa Mwendeshaji wa Infinity.

▶ VIDEO ZA MAFUNZO

Changanua au bofya msimbo ili kuona video za mafunzo za pampu ya Infinity.



UTATUZI WA HARAKA WA MATATIZO YA KAWAIDA

1. Angalia uwekaji:

- Hakikisha bidhaa zina joto sahihi.
- Mchanganyiko uliochanganywa sana unaweza kuwa na povu. Acha mchanganyiko utulie kwa dakika 10 - 15 kabla ya kutumika.
- Ikiwa unatumia mchanganyiko uliotengenezwa kwa blenda, fuata miongozo ya mtengenezaji.

2. Hakikisha tyubu ya seti ya uwasilishaji haijabanwa au kukunjwa.

3. Safisha pampu vizuri.

4. Zima pampu kisha iwashe tena.

VING'ORA NA MATATIZO

HATUA ZA UTATUZI

NO FLOW IN (HAKUNA KINACHOINGIA)

Pampu imegundua kuziba kwenye seti kati ya mfuko na pampu.

NO FLOW OUT (HAKUNA KINACHOTOKA)

Pampu imegundua kuziba kwenye seti kati ya pampu na mgonjwa.

- Hakikisha tyubu ya seti ya uwasilishaji haijabanwa au kukunjwa.
- Ondoa seti kutoka kwenye pampu. Safisha kaseti. Taratibu kanda kanda alama ya "O", kisha jaza kimiminika kwenye seti wewe mwenyewe hadi izibuke na fomyula ipite kwenye bomba. Badilisha seti na anzisha tena uwekaji.
- Kagua na usafishe sehemu za kuingiza pampu zilizo karibu na vitambuzi vya shinikizo.
- Hakikisha kwamba mlango na kifungio havijapasuka au kuvunjika.
- Kagua tyubu ya kulishia ya mgonjwa ili kuona kama imeziba.
- Daima fuata maelekezo ya mtengenezaji wa fomyula kuhusu matumizi ya pampu ya kulishia.
- *Usitumie kitufe cha PRIME (KUANZISHA) kusuluhisha au kutatua ving'ora vya NO FLOW IN (HAKUNA KINACHOINGIA) au NO FLOW OUT (HAKUNA KINACHOTOKA).*

NO FOOD (HAKUNA CHAKULA)

Pampu imegundua hewa kwenye tyubu.

- Kagua kiwango cha fomyula kwenye mfuko ili uhakikishe kuna chakula cha kutosha kwa ajili ya kulisha.
- Ikiwa fomyula imechanganywa sana, iache itulie kwa 10-15 ili kupunguza povu.
- Jaza upya kimiminika kwenye bomba ili kuondoa hewa yoyote au povu kwenye tyubu.
- *Kumbuka kutenganisha seti na mgonjwa kabla ya kujaza kimiminika.*

LOAD SET (PAKIA SETI)

Kitufe cha kuendesha kilibonyezwa bila seti kupakiwa vizuri kwenye pampu.

- Zima pampu.
- Safisha kaseti ya seti ya uwasilishaji na ukagae sehemu za kushikilia pampu zilizo karibu na vitambuzi vya shinikizo. Washa pampu tena.
- Pakia upya seti ya uwasilishaji.
- Funga mlango kikamilifu.

ER01 - ER99

Pampu imeshindwa kufanya jaribio lake la kujipima.

- Zima pampu kisha iwashe tena.
- Thibitisha kuwa mipangilio yote ni sahihi.
- Anzisha tena ulishaji.

Matatizo ya Kuchaji

- Angalia miunganisho ya plagi ya ukutani na kwenye adapta ya pampu.
- Hakikisha kuwa taa ya kijani ya kiasi kwenye plagi ya ukutani ya chaja imewaka.
- Iwapo taa ya kijani haiwaki, chomeka kifaa kingine kwenye tundu hilo ili uhakikishe tundu hilo linafanya kazi ipasavyo.
- Kagua uharibifu kwenye adapta ya kuchajia na sehemu za kushikilia kwenye pampu, ikijumuisha pini zilizopinda au zilizopotea.



Usanidi

- Suala la usanidi na uandaaji. Usanidi usio sahihi unaweza kusababisha kengele. Pampu ni kipande kimoja cha mfumo mkubwa zaidi. Kutenga muda kukagua mfumo wote kunaweza kupunguza matatizo yanayoweza kutokea.
- Ikiwa unatumia mkoba wa kubeba mgongoni, hewa yote lazima iondolewe kutoka kwenye seti ya uwasilishaji na tyubu:
 - » Tayarisha mwenyewe bomba kwa kujaza kimiminika kwa kugeuza mfuko juu chini, ukiminya taratibu nusu ya chini ya mfuko huku ukibana neli ya rangi ya hudhurungi chini kidogo ya alama ya tone la "O".
 - » Shikilia hivi sehemu hii mpaka hewa yote iondoke kwenye mfuko na tyubu.



Mifuko ya kulisha

- Mifuko ya kulisha imebuniwa kutumika kwa hadi saa 24. Mifuko yenye muda mrefu zaidi ya huu kwa kawaida inaweza kuchochea kengele za **NO FOOD (HAKUNA CHAKULA)** na **NO FLOW (HAKUNA MTIRIRIKO)**.
- Usitoe kizibo wakati mfuko hautumiki.
- Epuka kuhifadhi mifuko kwenye joto kali au mwanga wa jua wa moja kwa moja.



Usafishaji na Matengenezo

- Pampu za Infinity zimeundwa kustahimili matumizi ya kila siku. Utunzaji na usafishaji wa kwa uangalifu utaongeza muda wa matumizi ya pampu.
- Ikiwa kitu kimevunjika waziwazi, kama vile ufa kwenye mlango au kifuniko, wasiliana na huduma kwa wateja ya Moog kwa usaidizi.
- Kadiri pampu zinavyozeeka, inaweza kuwa wakati wa kufikiria kuzibadilisha badala ya kuzifanyia matengenezo.
 - » Umri wa pampu unaweza kubainishwa kwa kuangalia nambari ya mfululizo. Nambari ya 2 na ya 3 baada ya SN (21) zinaonyesha mwaka ambao ilitengenezwa. "26" inamaanisha kuwa ilitengenezwa mwaka 2026.



*Changanua au bofya
msimbo huu ili kutazama
video inayoonyesha jinsi ya
kusafisha pampu ipasavyo.*

Bado unakabiliwa na matatizo?

- Bado unakumbana na kengele au matatizo yanayojirudia?
Wasiliana nasi - tuko hapa kusaidia!
- Timu ya Usaidizi ya Moog's Clinical inapatikana saa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki, katika lugha zaidi ya 250.
- Tafadhali uwe na maelezo ya hatua za utatuzi wa matatizo ambazo tayari umejaribu unapopiga simu.

(800) 970-2337



(800) 970-2337

Ongea moja kwa moja na Mwakilishi wa Moog Clinical kwa maswali ya pampu na mwongozo wa utatuzi saa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki. Tembelea moogmedical.com kwa taarifa zaidi.

MOOG®

Enhancing Healthcare.
Enriching Lives.™