


Kuanzisha na Kupakia Seti Inayoweza Kutupwa

Maelezo haya si mbadala wa mwongozo wa mtumiaji. Kuwa makini kusoma mwongozo wa mtumiaji kwa umakini kabla ya kutumia pampu. Angalia upande mwingine kwa maelezo ya kutumia pampu.


HATUA YA 1

- Ikiwa unatumia seti ya Infinity Spike, ondoa kifuniko cha kinga kutoka kwenye kiunganishi na uweke ncha ya kiunganishi kwenye mlango unaoana kwenye lango la kontena ya mchanganyiko (picha ya A). Funga kiunganishi kwa kukaza vipengee vilivyunganishwa pamoja.
- Ikiwa unatumia seti ya kutumika mara moja ya mililita 500 au 1200, shikilia mdomo wa mfuko wima na umimine mchanganyiko. Funga kifuniko kwa kukaza na tundika mfuko (picha ya B).




HATUA YA 2

Ondoa kifuniko cha kinga kutoka kwenye kiunganishi cha bomba la kulisha (picha ya C).




HATUA YA 3 - KUENZISHA

IKIWA UNAENZISHA PAMPU: Zungusha tyubu kwa silikoni kidogo kuzunguka gurudumu la pampu. Zungusha mirija ya silikoni kuzunguka gurudumu la pampu inayonyoosha kidogo (picha ya D).



Washa pampu kwa kubonyeza na kushikilia kitufe cha **ON/OFF (WASHA/ZIMA)** hadi pampu ilie (picha ya E). Kisha, bonyeza na ushikilie kitufe cha **PRIME (KUENZISHA)** mpaka mchanganyiko ufikie kiunganishi cha kulishia (picha ya F).



DOKEZO: Ikiwa pampu yako imewekwa chaguo kuu la kiotomatiki, rejelea Mwongozo wa Mtuamiaji wa maelezo.

IKIWA UNAENZISHA KWA MIKONO: Bana kwa upole tyubu ya rangi ya hudhurungi chini ya "O" alama (picha ya G). Wakati unabana, fina taratibu mfuko wakati huo huo ili kusaidia mtiririko kushuka. Shikilia hivi hadi mchanganyiko ufikie kiunganishi cha tyubu la kulishia.

Zungusha tyubu ya silikoni kidogo kuzunguka gurudumu la pampu. Weka kaseti kwenye pampu (picha ya D) Funga mlango wa pampu.

KWA MATUMIZI YA BEGI LA MGONGONI: Geuza begi juu chini na uinamisha mfuko ili kuwaka hewa kwenye mlango wa tyubu (picha ya H). Bana kwa upole tyubu ya rangi ya hudhurungi chini ya "O" alama (picha ya G). Wakati unabana, fina taratibu mfuko wakati huo huo ili kusaidia mtiririko kushuka. Shikilia katika hali hii hadi mchanganyiko ufikie kiunganishi cha tyubu ya kulishia.



Ongea moja kwa moja na Mwakilishi wa Kimatibabu wa Moog kwa maswali ya pampu na mwongozo wa utatuzi saa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki.


Usaidizi wa Kimatibabu na Wateja **800.970.2337**
 Tembelea infinityfeedingpump.com kwa maelezo zaidi




MOOG[®]

Kuboresha Huduma za Afya.
 Kustawisha Maisha™

Kupanga na Kuendesha Pampu

Maelezo haya si mbadala wa mwongozo wa mtumiaji. Kuwa makini kusoma mwongozo wa mtumiaji kwa umakini kabla ya kutumia pampu. Angalia upande mwingine kwa maelezo ya kutumia pampu.



Ning'iniza chombo cha kulisha	Ning'iniza chombo cha kulisha ili sehemu ya chini ya begi iwe juu au juu ya kiwango cha mlango wa pampu (picha ya A).	
Washa pampu	Bonyeza na shikilia kitufe cha ON/ OFF (WASHA/ ZIMA) kwa sekunde 1.5 ili kuwasha pampu. Onyeshwa litaonyesha kiwango cha mwisho kilichopangwa.	  
Kupanga kiwango (jinsi gani pampu yako iendeshwe kwa haraka)	Bonyeza kitufe cha RATE/DOSE (KIWANGO/ DOZI) ili kuonyesha "RATE" (KIWANGO) kwenye kona ya chini kushoto mwa skrini. Tumia vitufe + na - ili kupanga kiwango.	  
Ili kupanga dozi (kiasi gani cha kulisha)	Bonyeza kitufe cha RATE/DOSE (KIWANGO/DOZI) ili kuonyesha "DOSE" (DOZI) kwenye kona ya chini kushoto mwa skrini. Tumia vitufe + na - ili kupanga dozi. Dokezo: Ikiwa "FEED INTERVAL" ("MUDA WA KULISHA") upo kwenye onyesho, futa muda wa kulisha kwa kubonyeza kitufe cha FEED INT (MUDA WA KULISHA) , kisha ubonyeze kitufe cha CLEAR (FUTA) .	    
Kupanga lische endelevu (kuweka kiwango pekee)	Ikiwa "FEED INTERVAL" (MUDA WA KULISHA) upo kwenye onyesho, futa muda wa kulisha kwa kubonyeza kitufe cha FEED INT (MUDA WA KULISHA) , kisha ubonyeze kitufe cha CLEAR (FUTA) . Bonyeza kitufe cha RATE/DOSE (KIWANGO/DOZI) mara mbili ili kuonyesha "DOSE" ("DOZI") kwenye kona ya chini kushoto ya skrini, na shikilia kitufe + hadi onyesho lisome INF.	    
Kupanga muda wa kulisha (kulisha kwa vipindi)	Bonyeza kitufe cha RATE/DOSE (KIWANGO/DOZI) ili kuonyesha "DOSE" ("DOZI") kwenye kona ya chini kushoto mwa skrini. Tumia vitufe + na - ili kupanga dozi. Bonyeza kitufe cha FEED INT (MUDA WA KULISHA) ili kuonyesha "FEED INTERVAL" ("MUDA WA KULISHA") kwenye kona ya chini kushoto ya skrini. Panga nambari inayotakiwa na masaa na dakika kwa kutumia vitufe vya + na -.	     
Anzisha pampu	Bonyeza kitufe cha RUN/PAUSE (ENDESHA/ SIMAMISHA) ili kuanzisha pampu.	
Baada ya ulishaji kukamilika	Baada ya ulishaji kukamilika, bonyeza kitufe cha ON/OFF (WASHA/ZIMA) kwa sekunde 1.5 ili kuzima pampu.	
Kufuta mipangilio	Bonyeza kitufe cha CLEAR (FUTA) ili kupanga upya vionyeshwa. Bonyeza na shikilia kitufe cha CLEAR (FUTA) kwa sekunde 3 ili kupanga upya kiwango, dozi, muda wa kulisha na ujazo unaotolewa kwa wakati mmoja.	
Angalia ujazo unaotolewa	Bonyeza kitufe cha VOL/TOTAL (UJAZO/JUMLA) mara moja ili kuonyesha ujazo unaotolewa kwa ulishaji wa sasa. Bonyeza kitufe tena ili kuonyesha jumla ya ujazo wote uliotolewa toka ujazo wa mwisho ulipopangwa.	

MOOG®

Enhancing Healthcare.
Enriching Lives.™